

Einweg- Auffang- system

Medizinische
Absaugung



- | Sicheres und hygienisches Auffangen und Entsorgen von Flüssigkeiten
- | Leiser Betrieb
- | Einfache Handhabung
- | Eingebauter Überlaufschutz / Bakterienfilter mit hohem Luftdurchfluss
- | Hochreißfeste, doppelschichtige Folie
- | Automatischer Vakuumanschluss



Das Einweg-Auffangsystem von Medela erleichtert das sichere Auffangen und Entsorgen von abgesaugten Sekreten.



Die geringe Geräusentwicklung ermöglicht ein störungsfreies Arbeiten im Operationssaal, auf der Intensivstation und in der Praxis

- I Mit 50 dB(A) in einem Abstand von 1 m sind die Medela Beutel bis zu viermal leiser als vergleichbare Modelle ¹.



Einfache und unkomplizierte Einhandbedienung

- I Das Vakuum wird direkt über den Kunststoffdeckel angeschlossen, der sich leicht auf dem Behälter befestigen lässt und perfekt sitzt.
- I Die Behältergrößen lassen sich durch die Farbkodierung eindeutig zuordnen.
- I Durch die großen Griffaschen und die Schnappverriegelung zum Fixieren des Behälters kann das System mit nur einer Hand bedient werden.
- I Dank des automatischen Vakuumschlusses am Behälter muss nicht jedes Mal ein zusätzlicher Schlauch angeschlossen werden.



Sicherheit durch Design

- I Geschlossenes System mit Bakterienfilter (99,999 % Rückhaltevermögen¹) und Überlaufschutz mit hohem Luftdurchfluss, Patientenrückflussventil.
- I Doppelschichtige, hochreißfeste ¹ PA/PE-Folie gewährleistet optimalen Schutz.
- I Optionale Modelle mit Geliergranulat verhindern ein Verschütten und können die Entsorgungskosten erheblich senken ².



Referenzen

- ¹ Leistungsdaten bei der Medela AG verfügbar
- ² Je nach lokalen Entsorgungsvorschriften

Zubehör



Mehrweg-Behälter für Einweg-Beutel
Größen: 1,5 und 2,5 Liter
farbkodiert



Gewebeauffangbehälter zum Auffangen von Gewebepollen



Schienenklemme zur Befestigung der Behälter an Normschienen



Schläuche aus Silikon oder PVC

Weiteres kompatibles Zubehör wie Filter, Umschaltventile, Serienschaltungen, Patientenschläuche, Steckkupplungen oder Winkelbleche finden Sie in unserem Produktkatalog.

Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.

