

Mehrweg-Auffangsystem

UNKOMPLIZIERT UND NACHHALTIG



Mehrweg-Behälter in den Größen
0,25, 0,5, 1, 2, 3 und 5 Liter

Einfach zu verwenden

- Reduzierte Logistik
- Schnelle und einfache Montage mit einer Deckelgröße für alle Behälter
- Mit Überlaufschutz

Praktisch unzerstörbar

- Unzerbrechliche* Polysulfongläser
- 500 Mal wiederaufbereitbar*
- Geeignet für alle Standardprozesse zur Desinfektion und Sterilisierung

Einfach und langlebig

Das Mehrweg-Auffangsystem von Medela besteht aus autoklavierbaren Auffangbehältern und Deckeln mit integriertem Überlaufschutz. Alle Behälter haben eine einheitliche Deckelgröße, was die Handhabung erleichtert und den logistischen Aufwand reduziert.

Das System ist flexibel einsetzbar: Wählen Sie zwischen dem kompletten System oder spezifischen Komponenten und Zubehör. Medela kann Ihnen helfen, die richtigen Produkte auszuwählen.



Wichtige Merkmale auf einen Blick



Einfache, schnelle Bedienung

- Schnelle Verbindung von Komponenten macht das System in Sekunden einsatzbereit.
- Die einteilige Deckelkonstruktion reduziert den Zeitaufwand für Vor- und Nachreinigung.
- Durch leicht ablesbare Markierungen ist die Flüssigkeitsmenge auf einen Blick erkennbar.



Nachhaltig


- Hochwertige, bruchsichere* Polysulfon-Behälter in den Größen 1, 2, 3 und 5 Liter.
- Auffangbehälter können über 500 Mal wiederaufbereitet werden.*
- System besteht aus langlebigen, hochwertigen Komponenten.



Sicherheit durch Design

- Sicherheit dank eingebautem Überlaufschutz.
- Behälter geeignet für alle Standardprozesse zur Desinfektion und Sterilisation bis 134 °C.

*Studie erhältlich auf Anfrage



- (a) (b) Klar unterscheidbare Patienten- (a) und Vakuumschlüsse (b)
- (c) Mechanischer Überlaufschutz
- (d) Gut sichtbare Graduierung

Medela bietet ein vollständiges Portfolio an passendem Zubehör wie Vakuumschläuche, Filter, Gewebe-Auffangbehälter, Patientenschläuche und Rollstative.



Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Germany & Austria
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort

