

Invia PVA Schaumstoff für die Unterdruck-Wundtherapie

SCHAUMSTOFFVERBAND AUS POLYVINYLALKOHOL (PVA)



Effektiv

- Der offenporige PVA Schaumstoff ermöglicht eine zuverlässige Ableitung von Wundflüssigkeit aus der Wunde.

Vielseitig

- Kann bei verschiedenen Wundarten und -formen verwendet werden.

Zuverlässig

- Durch die hohe Zugfestigkeit ist eine sichere Entfernung ohne Reißen und Fragmentierung möglich, insbesondere bei Untertunnelung und unterminierten Wunden.

Vielfältige Möglichkeiten für die Unterdruck-Wundtherapie

Der Invia PVA Schaumstoff ist ein offenzelliger Polyvinylalkohol-(PVA-)Schaumstoff mit ineinandergreifenden Poren, der für die Behandlung von Wunden mittels Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) optimiert wurde. Der Invia PVA Schaumstoff ist ein hydrophiler, effektiv saugfähiger Schaumstoff. In Verbindung mit den Invia Systemen zur Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) mit Unterdruckwerten zwischen 80 mmHg und 150 mmHg bewirkt der Invia PVA Schaumstoff die zuverlässige Ableitung von Wundflüssigkeit.* Dabei wird der angewandte Unterdruck gleichmäßig auf dem Wundgrund verteilt. ¹

Wichtige Merkmale auf einen Blick

- Zur einfachen Anwendung, mit sterilem Wasser befeuchtet, verpackt.
- Dank der stark absorbierenden hydrophilen Schaumstoffeigenschaften klebt der Verband nicht am Wundbett.
- Befeuchteter Schaumstoff kann leichter entfernt werden, ohne dass das gebildete Granulationsgewebe beschädigt wird.
- Eine minimale Veränderung des Einwachsens des Granulationsgewebes erleichtert eine problemlose und sichere Entfernung.



* Einzelheiten zu Indikationen und Kontraindikationen sind der Gebrauchsanweisung für Invia PVA Schaumstoff für die Unterdruck-Wundtherapie zu entnehmen.

Technische Daten

PVA Schaumstoff Hydrophiler Polyvinylalkohol- Schaumstoff	Poren pro Zentimeter: 10–14
	Zugfestigkeit: 194–450 kPa
	Größen: klein (10 x 7,5 x 0,9 cm), groß (15 x 10 x 0,9 cm)



Der Invia PVA Schaumstoff ist zur Anwendung im Invia Schaumstoff-Verbandset mit FitPad vorgesehen (erhältlich in den Größen klein, mittelgroß, groß und extragroß).

Mehr über das NPWT Portfolio von Medela erfahren Sie unter www.medela.de/healthcare

¹ Daten bei der Medela AG verfügbar.



Medizinische Vakuumtechnologie
für medizinisches Fachpersonal

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.**

Medela und Invia sind Handelsmarken der Medela Holding AG, Schweiz.

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Manufactured by:
Mondomed® N.V.
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel
Belgium
TEL. +32 11 44 09 90
www.mondomed.be

Distributed by:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

Germany & Austria
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch